

20240624 EB_MN (TDP43)

Project: Yi-Shuan Tseng Holt Lab

Author: Yi Shuan Tseng

Status: In progress

Entry Created On: 18 Jul 2024 19:18:31 UTC

Entry Last Modified: 18 Jul 2024 19:25:45 UTC

Export Generated On: 01 Sep 2026 18:26:41 UTC

2024年6月24日 星期一

split iPSCs into a full 6-well plate on the Friday before differentiation
differentiate 5 of 6-wells with 10mL T2 in cell-repellent plates
keep some iPSCs

2024年6月26日 星期三

T2 -> T3

2024年6月28日 星期五

T3 -> T4 (~14 mL for over-weekend)

2024年7月1日 星期一

T4 -> T5

2024年7月3日 星期三

T5 -> T6

2024年7月5日 星期五

T6 -> T6 (~14mL for over-weekend)

2024年7月8日 星期一

T6 -> T7

Dissociation

1. Coat 0.01% Poly-L-Ornithine (PLO) Solution with sodium borate (1:100) for 4-5 hrs
2. Remove the PLO and wash the plate with PBS once
3. Coat the plate with laminine for 1hr.
4. Collect EBs in 50mL falcon and spin them down with 200rcf, 1min. Remove the supernatant (can leave some liquid to avoid remove EBs).
5. Add 5 mL (+0.5 mL -> 5.5 mL in total b/w 2nd and 3rd pipetting) trypsin (usually 3-4 mL/10-cm plate) and pipette it up and down with 5mL serological pipette.
6. Put the tube into 37C water bath. Pipette the cells with P1000 every 5 min round 8-10 times until 15 min. (3 times in total. There might be more resistance at the 2nd round)

7. Add 11mL of Heat Inactivated FBS into the tube and pipette it with 5mL serological pipette gently. (Try to make the viscous cluster get through the tip to break it down)
8. Add 11mL of CTWM and pipette it with 5mL serological pipette gently.
9. Filter the cell with 40um filter into a new 50mL tube
10. Spin the cell down at 300rcf, 7min. Remove the supernatent.
11. Add T7 (~5mL) to resuspend the cells and count it.
12. Plate the cells with T7. (350-500K/well for 12well plate; 1-1.5M/well for 6-well plate)

Change T7 -> T7 if added virus

2024年7月10日 星期三

T7-> BP T8

2024年7月12日 星期五

400uL BP T8 -> 500 uL BP T8

2024年7月15日 星期一

400uL BP T8 -> 500 uL BP T8

2024年7月17日 星期三

350uL BP T8 -> 500 uL BP T8

2024年7月19日 星期五