

2025 iPSC record

Project: Yi-Shuan Tseng Holt Lab
Author: Yi Shuan Tseng
Status: In progress
Entry Created On: 17 Jun 2025 21:40:27 UTC
Entry Last Modified: 18 May 2026 19:15:26 UTC
Export Generated On: 01 Sep 2026 18:25:26 UTC

- 2025年6月17日 星期二

Thaw new iPSC from liquid nitrogen
hiPSC NIH wt-11 P16 Halo-Tag-TARDBP (N-term) 1/2 6-well 20240926 YST
into 1* 6-well in STEMFlex + ROCKI
- 2025年6月18日 星期三

Change media to StemFlex without ROCKI
- 2025年6月20日 星期五

Split with ReleSR to a full 6-well plate (P1)
- 2025年6月23日 星期一

The plate was very full (too confluent)
Differentiate 5 wells and split 1 well to 2 well (1:6) (P2)
I accidentally used BP T8 to split the cells --> collect the cells --> spin it down --> wash it with Stemflex --> spin down --> resuspend in stemflex
- 2025年6月25日 星期三

Change media (50% confluent)
- 2025年6月26日 星期四

Split cells 1:7
- 2025年8月5日 星期二

Thaw new iPSC from liquid nitrogen
hiPSC NIH wt-11 P16 Halo-Tag-TARDBP (N-term) 1/2 6-well 20240926 YST
into 1* 6-well in STEMFlex + ROCKI
- 2025年8月6日 星期三

Change media to StemFlex without ROCKI
- 2025年8月8日 星期五

Found cells have yeast (maybe pombe) contamination
Toss the cells and investigate media and matrigel

Well1			
	1	2	3
A	matrigel + Stemflex+ROCK I	matrigel+ Stemflex	matrigel
B	Stemflex+ROCK I	Stemflex	



2025年8月11日 星期一

A1 looked a bit contaminated
Thaw new cells with new matrigel and aliquot media from stock. I used new Corning DMEM to prepare it.

2025年8月12日 星期二

Change STEMFLEX + ROCKI to STEMFLEX

2025年8月13日 星期三

Chagne media

2025年8月14日 星期四

Split cells 1:8

2025年8月15日 星期五

Change media (4mL) for over-weekend

2025年8月18日 星期一

Cells are confluent
split 1:8 again (grow much faster than before)
differentiate neurons: 20250818MN (the yield was bad, EBs were very hard to break)

2025年8月25日 星期一

Passage 1:6

2025年8月27日 星期三

Cells look normal

2025年8月29日 星期五

Cells are very confluent and many cells looked differentiated or bigger than usual iPSC
Split 1:8 into 6*6-well

2025年8月31日 星期日

Chao helped me change media for iPSCs

2025年9月2日 星期二

Cells looked even more different and super confluent --> trash
Thaw a new vial (hiPSC NIH wt-11 P16 Halo-Tag-TARDBP (N-term) 1/2 6-well 20240926 YST into 2*6-well)

2025年9月5日 星期五

Split iPSCs into 2* full 6-well (1:8)

2025年9月8日 星期一

Differentiate 5 wells of 1 plate into T2 [20250908MN](#) (very hard to break EBs. Very low yield)

Passage 1 well into 2 (1:8)

Froze the other plate into 12 vials (

2025年9月11日 星期四

Cells is almost confluent. Split cells into 6*6-well (1:8) (Plate A)

2025年9月12日 星期五

Cells grew very fast. I suspected that it might related to the new DMEM for Matrigel since cells grew much faster after I used Corning DMEM to prepare Matrigel.

Use Gibco DMEM +glutaMAX to prepare a new Matrigel coating solution. Thaw a new vial into 2*6-well. (hiPSC NIH wt-11 P16 Halo-Tag-TARDBP (N-term) 1/2 6-well 20240926 YST into 2*6-well) PlateB

2025年9月13日 星期六

Cells on Plate A are almost confluent. Split one wells into 6*6-well coated Matrigel with Gibco DMEM (1:8) (Plate C)

Plate B: change media

2025年9月15日 星期一

Plate A is super confluent

Plate B is around 70% confluent -> split 1:6 into 2 6-well plates

Plate C grew slow again. It's only around 30% confluent, but the cell morphology looked much better and close to what I had before.

2025年9月16日 星期二

Differentiate all 6 wells of Plate C today. [20250916MN](#) (very very hard to break EBs. The lowest yield since I started to use accutase method)

2025年9月18日 星期四

The cells looked much normal than before. I supposed the abnormal phenotype is related to the DMEM with Corning media.

2025年9月22日 星期一

Try to use 'tapping' way to detach iPSCs after RelesR according to the protocol.

1. add 1mL of RelesR
2. Aspirate out the RelesR
3. incubate in 37C for 5-7min (may vary for different iPSCs)
4. add 1mL media to the well
5. Tapp the well for 30-60s to detach the undifferentiated iPSCs

The first attempt I incubate the cells for around 4-5min and the most of them detached.

2025年10月6日 星期一

The cells were around 50% confluent. Split the cells with tapping method of ReleSR. 1:12. (Plate1)

2025年10月8日 星期三

Split a 70-80% confluent cells 1:14 *3 and 1:18*3.

Plate2				^
	1	2	3	
A	1:14			
B	1:18			

2025年10月13日 星期一

Plate1 is a round 70% confluent, but there are very big colony. The cells in the middle looked not healthy.
Plate2 is around 70-80% confluent. 1:14 ones are a bit more. --> differentiate 5 wells.
Split B2 of Plate2 into 1:20 (6*6-well --> Plate3) using tapping method of ReleSR. I incubated for 8-9min. Around 60-70% cells were detached. I pipetted the cells with 5mL pipette maybe around 10 times to reach to smaller size clumps. After plating, the size of the clumps are ok (smaller than what I had before, which I thought was a bit too big).

2025年10月14日 星期二

Plate3 is around 5%

2025年10月24日 星期五

Since the EB dissociation kept having problem --> Thaw a new vial of WT-11 into 2*6-well
hiPSC NIH wt-11 P16 Halo-Tag-TARDBP (N-term) 1/2 6-well 20250721 YST0003

2025年10月25日 星期六

Change media

2025年10月27日 星期一

70-80% confluent
Split all cells into 1 full 6-well plate (1:3) with Stemflex with ROCKI

2025年10月28日 星期二

Change media to Stemflex

2025年10月29日 星期三

~60-70% confluent
--> start differentiation
--> keep 1 well (1:3) using accutase